



Manuel utilisateur

***MANUEL UTILISATEUR LSTRACKER MOBILE ET
LSTRACKER WEB***

Lieu : Abidjan

Date : septembre 2025

Préparé par	Vérifié par	Validé par
AMOIKON Louis Franck 	Dr. ADOU Judith	Dr. NADINE ABIOLA

1. Playstore.....	4
2. Ecran d'accueil	4
3. Connexion.....	5
4. Tableau de bord	5
4a- Synchronisation	6
4b- Nouvelle collecte d'échantillons	7
4c- Collectes.....	7
4d- Déposés labo	8
4e- Reçus labo.....	9
4f- Résultats prêts	10
4g- Résultats récupérés	10
4h- Rejetés.....	11
4i- Echecs	11

I- Contexte

Le cancer, le VIH et la Tuberculose sont des problèmes majeurs de santé publique en Côte d'Ivoire, du fait de leur morbidité et mortalité élevées. Selon le programme national de lutte contre le cancer, le cancer du col de l'utérus est au 2ème rang des cancers incidents chez la femme en 2020, avec 2 067 nouveaux cas, un taux d'incidence en 2020 de 31,2 pour 100 000 femmes. En 2021, le taux de mortalité des patients coinfectés de TB/VIH était de 20 % et le nombre de personnes vivant avec le VIH était estimé à 401 646.

Au niveau national, plusieurs plateformes de diagnostic sont utilisées pour le VIH et l'EID, la tuberculose, le VPH (virus du papillome humain), la COVID-19 et d'autres tests, y compris des dispositifs centralisés et décentralisés (Roche, Abbott et Cepheid). Les mesures prises pour améliorer les performances du réseau comprennent le remplacement des appareils Cobas, l'installation des dispositifs au point de service pour améliorer l'accès aux tests de dépistage et le renforcement du réseau d'aiguillage des échantillons.

Cependant, des gains d'efficacité supplémentaires sont nécessaires pour optimiser le réseau national de diagnostic. Aussi, une analyse DNO a été effectuée pour déterminer le meilleur type, le meilleur nombre et l'emplacement des dispositifs de diagnostic, ainsi que le meilleur réseau d'aiguillage d'échantillons associé, en fonction du coût total estimé, du niveau d'accès au service et de l'utilisation de l'appareil, afin d'atteindre les objectifs nationaux en matière de santé de la manière la plus durable et la plus rentable. Les conclusions du DNO ont orienté le MSHP sur un scénario optimisé mettant en évidence quand même des défis techniques et opérationnels au niveau national (Rapport Final DNO 2023).

Ce projet est en adéquation avec le Plan Stratégique National des laboratoires de biologie médicale 2023 - 2025 ; « Améliorer les systèmes d'information des laboratoires, Organisation du système intégré de transport sécurisé des échantillons biologiques : Amélioration du transport sécurisé des échantillons biologiques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ».


Ce projet est aussi aligné sur le Plan National de Développement 2021-2025 et vise à accroître l'accès aux diagnostics en Côte d'Ivoire dans 150 centres de santé de 5 districts sanitaires.

C'est dans ce contexte que ITECH CIV, avec le soutien financier de l'UNICEF pour contribuer au renforcement des systèmes de diagnostic de la Côte d'Ivoire. Les communautés étant parmi les principaux bénéficiaires des services de diagnostic.

II- LSTRACKER MOBILE


1. Playstore

Cette nouvelle version de l'application de transport intégré (LSTracker Mobile) des échantillons a été développée par ITECH CIV et disponible depuis l'outil Play store qui est une boutique d'applications officielle de Google pour les appareils Android, qui permet aux utilisateurs de télécharger, acheter et gérer des applications, des jeux, des livres et d'autres contenus numériques.




2. Ecran d'accueil

Pour se connecter à cette nouvelle version, les utilisateurs (convoyeurs et biologistes) devront saisir les identifiants utilisés depuis la première version de l'application « **nom utilisateur api** » et le « **mot de passe de l'utilisateur api** ». Ces informations sont disponibles les menus « **convoyeurs** » et « **biologistes** » dans le sous menu « **Paramètres** ».




3. Connexion

Pour accéder à cette nouvelle version vous devez activer vos données internet puis saisir les informations sur l'« **identifiant** » et le « **mot de passe** » récupérer depuis la première version et cliquer sur le bouton se connecter. La partie « **Mémoriser l'identifiant** » permet d'enregistrer l'« **identifiant** » de l'utilisateur pour lui permettre de saisir seulement le « **mot de passe** » en cas de nouvelle tentative de se connecter à l'application.



4. Tableau de bord

Cette nouvelle version présente un tableau de bord dynamique présentant le processus de collecte, de dépôts des échantillons, de disponibilité, de collecte de résultats, et visualisation des échantillons rejetés par le laboratoire. Chez les convoyeurs sont représentés par les icônes.








Et le processus d'analyses et de disponibilités des résultats chez les techniciens de laboratoires.



NB : Ces icônes présent sur le tableau de bord sont visibles chez les convoyeurs et le biologiste. Mais les accès sont restreints selon les identifiants saisis.

4a- Synchronisation

L'utilisation de cette nouvelle version fait intervenir de nouveau une synchronisation. Celle-ci est représenté par l'icône . Pour utiliser cette nouvelle version les utilisateurs (convoyeurs et biologistes) doivent cliquer sur l'icône « **Sync** ». Cette option est composée des actions suivantes :

	Permet de récupérer les circuits, les sites, les labos, pour débiter la collecte des données du serveur
	Permet de transmettre les données enregistrées ou mise à jour sur le mobile/tablette au serveur LSTracker web et la couche d'interopérabilité.
	Permet de transmettre les données enregistrées ou mise à jour sur le mobile/tablette au serveur LSTracker web et la couche d'interopérabilité.
	Permet de récupérer toutes les données issues de LSTracker web et la couche d'interopérabilité provenant de Serveur consolidé OpenELIS.
	Permet de récupérer et de transmettre les données stockées localement au serveur LSTracker web et inversement les données issues de LSTracker web et de la couche d'Interopérabilité.



Permet d'informer l'utilisateur que les données sont enregistrées localement et sont en attente de chargement vers le serveur LTracker web.




Permet d'informer l'utilisateur que les données enregistrées sont disponibles sur le serveur LTracker web.


NB : L'ensemble des étapes de la synchronisation se fait avec les données internet.

4b- Nouvelle collecte d'échantillons

Pour cette nouvelle version de LTracker Mobile, la procédure de collecte des échantillons suit le même procédé que l'ancienne version. Cependant de nouveaux champs ont été ajoutés pour améliorer la collecte des échantillons sur les sites. Pour effectuer une collecte des échantillons, il faut cliquer sur l'icône  saisir les informations sur le circuit, le site et le Kilométrage indiquer sur la moto une fois arrivée dans le centre de santé valider. Pour le second affichage, le convoyeur continue de remplir les champs en fonction de la fiche de demande reçue. A ce nouveau processus, les champs nature du prélèvement, nature de l'échantillon, l'identifiant échantillon (si dispo) et la date et heure de collecte ont été ajoutés aux formulaires de collectes de collecte.




4c- Collectes

Dans la nouvelle version de LTracker Mobile, l'ensemble des échantillons enregistrés sont stockés dans la partie « collectes » représentés par l'icône 

et un nombre en dessous. Ce nombre représente la somme des enregistrements d'échantillons effectués par le convoyeur en ce jour. Cette nouvelle option permet aux convoyeurs de visualiser la liste des demandes enregistrés du jour en fonction du code patient, du site, de la nature du prélèvement. La procédure de dépôt des échantillons est la même que celle développée dans l'ancienne version. Mais de nouvelles icônes ont été ajoutées pour déposer les échantillons, modifier les informations de la fiche de demandes, de visualiser les détails et de supprimer un enregistrement d'un patient. Les échantillons collectés peuvent être déposés en sélectionnant un seul enregistrement ou de façon groupée. Cette technique se fait depuis la première version et le dépôt des échantillons se fait en cliquant sur l'icône représentée par un « microscope », 

Pour modifier un enregistrement, le convoyeur doit cliquer sur l'icône représentée par « un crayon »  et pour supprimer un enregistrement, ce dernier doit cliquer sur l'icône représentée par « une poubelle » .




Une icône de recherche a été ajoutée pour permettre aux convoyeurs d'effectuer une recherche en fonction du code patient.

NB : Vous devez garder votre connexion activée, même si la connexion est instable pour effectuer le processus de collectes, de dépôts des échantillons. Cette méthode permet au convoyeur de garder sa session valide pour continuer le processus de transport des échantillons.

4d- Dépôts labo

Cette nouvelle option dédiée aux biologistes, est représentée par l'icône  en forme de « microscope » et permet à ces derniers de visualiser la quantité des échantillons déposés aux laboratoires (CHR, HG, CAT etc...). Cette liste est accessible lorsque ce dernier clique sur l'icône. La procédure de dépôt des échantillons respecte le même processus que celle de l'ancienne qui demandait à sélectionner l'enregistrement correspondant à la fiche de demandes d'analyse de l'échantillon et cliquer sur « accepter » ou « rejeter » via une boîte de dialogue.

Pour cette nouvelle version, après avoir sélectionné l'enregistrement, le biologiste doit cliquer sur l'icône en forme de « **badge** »  pour accepter un échantillon, pour les rejets, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône représenté par « **un cercle et une barre oblique à l'intérieur du cercle** » . A cette version les utilisateurs seront capables aussi de modifier le code patient en cas d'erreur de saisi par le convoyeur. Cette opération est possible avec l'icône représenté par un « **bic** » .




NB : Vous devez garder votre connexion activé, même si la connexion est instable pour effectuer le processus de réception des échantillons. Cette méthode permet au convoyeur de garder sa session valide pour continuer le processus de transport des échantillons.

4e- Reçus labo



Cette nouvelle fonctionnalité dédié aux biologistes, est représenté par l'icône défini dans la session « **4d- Déposés labo** » qui permet à l'utilisateur d'accepter un échantillon enregistré et déposé au laboratoire par le convoyeur. Dans cette nouvelle version, le biologiste l'utilise pour notifier que les résultats sont disponibles. La procédure est la même que la version précédente mais cette dernière a subi des modifications. En plus des dates et heures d'analyses, de disponibilités des résultats ; un champ permettant de saisir le date et heure de validation a été ajouté pour continuer la notification des résultats en cas de retards dans les échanges des données via l'interopérabilité. Dans cette session, une icône représenté par un « **badge** »  permet de saisir les différents champs pour notifier la disponibilité des résultats

Et l'icône représenté par un triangle et un point d'exclamation à l'intérieur  permet de saisir les champs pour notifier l'échec de l'analyse de l'échantillon .



4f- Résultats prêts


Cette fonctionnalité se présente sous par une icône en forme de check-list associée à la quantité qui définit le nombre de résultats disponibles au laboratoire après avoir effectué l'analyse de l'échantillons. Utiliser par les convoyeurs, elle leur permettra de voir et collecter les résultats en fonction du laboratoire ayant traité l'échantillon.



4g- Résultats récupérés


Le dépôt des résultats sur site se fait depuis l'option « **Résultats récupérés** » qui se présente sous d'une icône « **exit ou retour** » associée à la quantité qui définit le nombre de résultats récupérés aux laboratoires par les convoyeurs. Cette fonctionnalité permet de visualiser l'ensemble des résultats disponibles par centres de santé. Ce dernier doit suivre la procédure de dépôt des résultats initialement définit dans la première version.






4h- Rejetés

Dans cette nouvelle version de l'application, la fonctionnalité rejeté représenté par l'icône  permettant de visualiser les rejets après analyses des échantillons aux laboratoires. Cette fonctionnalité est accessible chez le convoyeur pour permettre à ce dernier de présenter le statuts « **rejet** » à l'infirmier ayant effectué le prélèvement sur le patient. A l'aide des quantités marqués en dessous, les échantillons rejetés sont représentés par type d'échantillons et par quantités. Le convoyeur et le laboratoire ont le point des sites effectuant des mauvais prélèvements.



4i- Echecs

Dans cette nouvelle version de l'application, la fonctionnalité rejeté représenté par l'icône  permet de visualiser les échecs après analyses des échantillons aux laboratoires. Cette fonctionnalité est accessible chez le biologiste et le convoyeur pour permettre à ce dernier de présenter le statuts « **échec** » à l'infirmier ayant effectué le



prélèvement sur le patient. A l'aide des quantités marqués en dessous, les échantillons rejetés sont représentés par type d'échantillons et par quantités. Le convoyeur et le laboratoire ont le point des sites effectuant des mauvais prélèvements.



NB : Cette nouvelle version de LSTracker mobile est utilisée en l'absence de connexion internet. Avant d'effectuer l'enregistrement des données il est nécessaire d'utiliser une connexion internet afin de se connecter à l'application pour garder en vos identifiant actif. Il recommandé dans les zones hors réseau de ne pas désactivé la connexion internet et continuer l'enregistrement des échantillons ou notifier la disponibilité des résultats. Les enregistrement des actions seront sauvegardés automatiquement pour la bonne continuité de l'activité. A la fin de la journée ou des enregistrements effectues, en présence des réseaux internet, vous devrez utiliser disponible dans la partie « **Sync** » pour envoyer les données vers le serveur

SYNC (Push+Pull)

LSTracker web.





III- LSTRACKER WEB

Le LSTracker web est utilisé par les acteurs du niveaux centrales (DAP, LNSP, UNICEF, CDC, FONDS MONDIAL, ITECH-CIV) des directeurs régionaux et les directeurs départementaux de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universel. Pour se connecter à cette plateforme, l'utilisateur doit saisir depuis un navigateur (google chrome, firefox, etc....) l' adresse suivante : « **lstracker.org** ». Cette plateforme permet de visualiser les informations enregistrés sur les échantillons récupérés par les convoyeurs dans les établissements de santé et la notification des résultats aux laboratoires depuis l'application mobile « **LSTracker Mobile** »



1- Tableau de bord

Pour accéder au tableau de bord de l'application, les utilisateurs doivent saisir leurs identifiants et leurs mots de passe. Ce tableau de bord est constitué des indicateurs de collectes, de dépôts, de traitements, rejets, d'échecs des échantillons et collectes, remise des résultats aux établissements sanitaires. Ce dernier présente des représentations graphiques sous forme d'histogrammes affichant le point des échantillons collectés, les temps de rendu des résultats et des courbes présentant les piques lors du processus de transports des échantillons (collecte, dépôts des échantillons ; analyse des échantillons, mise à disposition des résultats et collectes, remise des résultats sur les sites). Ces informations sont disponibles via des filtres(période, région sanitaire, district sanitaire) permettant d'avoir des informations plus précises sur le processus de transport des échantillons.



2- Suivi des échantillons

Dans le menu « **Suivi des échantillons** », un tableau permet d’afficher l’ensemble des informations détaillées sur le processus de transport des échantillons, les états observés d’un échantillon depuis son enregistrement sur le site par le transporteur, à la phase pré-analytique, à la disponibilité du résultat au laboratoire, à la collecte et à la remise de résultat aux sites de demandes. Ce tableau présente différents de l’échantillon à chaque niveau du processus de transports de échantillons.

EN
TRANSIT

Ce statut présente l'état de l'échantillon lorsque l'enregistrement a été effectué par un convoyeur.

TRANSMIS LABO REFERENCE	TRANSMIS LABO RELAIS
-------------------------------	----------------------------

Ces statuts présentent les états des échantillons lorsqu'ils sont déposés à un laboratoire relais ou à un laboratoire de référence par

TRANSMIS LABO DISTRICT	TRANSMIS LABO CAT
------------------------------	----------------------

Ces statuts présentent les états des échantillons lorsqu'ils sont déposés à un laboratoire de district (HG) ou à un laboratoire de Centre Antituberculeux(CAT) par le convoyeur.

ACCEPTÉ LABO DISTRICT	ACCEPTÉ LABO REFERENCE
-----------------------------	------------------------------

Ces statuts présentent les états des échantillons lorsqu'ils sont acceptés au laboratoire après une phase pré-analytique réalisée par le technicien de laboratoire.

ANALYSE
TERMINEE

Ce statut présente l'état de l'échantillon lorsque le technicien laboratoire a terminé l'analyse de l'échantillon et que le résultat de cette analyse est disponible physiquement.

NON
CONFORME

Ce statut présente l'état de l'échantillon lorsque le technicien de laboratoire rejette un échantillon lors de la phase pré-analytique.

RESULTAT
COLLECTE

Ce statut s'affiche lorsqu'un résultat est récupéré au laboratoire par un convoyeur.

RESULTAT
SUR SITE

Ce statut s'affiche lorsque le ou les résultats récupérés au laboratoire par un convoyeur est remis aux prestataires de santé ayant formulé la demande d'analyse.

NB : D'autres états existent et ces derniers n'ont pas été représentés sur ce document. Il s'agit des états « **Accepte Labo Relais** » pour les échantillons acceptés au laboratoire relais après la phase pré-analytique, « **Accepte Labo Cat** » pour les échantillons acceptés au laboratoire du centre Antituberculeux après la phase pré-analytique.

3- Les Rapports

Pour cette nouvelle version, le menu « **Rapports** » présente des rapports téléchargeables de la région, du district, de laboratoire et du convoyeur. Ces rapports permettent de consulter l'activité de transport des échantillons à chaque niveaux de la chaine(Point Focal région, Point Focal district, laboratoire et le convoyeur).



Accueil

Suivi des échantillons

Rapports

Paramètres

admin

Période

Sélectionnez la période du rapport

Du

Au

Date début

Date de fin

Choix du périmètre (sélection exclusives)

Vous pouvez générer un rapport par Région/District/Site, ou par Laboratoire, ou par Convoyeur. Choisir une ligne désactive les autres.

Par Région / District / Site

Région

District

Par Laboratoire

Par Convoyeur

Imprimer le rapport d'activité

Copyright © I-TECH CIV 2025

Politique de confidentialité • Conditions d'utilisation

LS Tracker v2.1.0



Rapport Mensuel des activités du convoyeur

Direction Régionale :

District Sanitaire :

Période de rapportage : 01/01/2025 — 08/10/2025

Nom du convoyeur : ASSI JEAN MARTIAL

Nom du point focal District :

Nombre d'échantillons collectés

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
9	13	429	27	0	29	0	0	0

Nombre d'échantillons réceptionnés dans les laboratoires

District								Relais								CAT		BM									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres	BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres	TB	BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de résultats collectés au

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
8	19	463	21	0	28	0	0	0

Nombre de résultats transmis au site

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
8	19	463	21	0	28	0	0	0

Nombre de rejet (Non-conformités)

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
2	0	2	0	0	0	0	0	0

TAT (Collecte échantillon - Transmission résultat)

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
94	120	29	29	0	62	0	0	0

Observations:

Nom et prénoms, Date et Signature :



Rapport Mensuel des activités du laboratoire

Direction Régionale :

District Sanitaire :

Nom du laboratoire : HG PUBLIC de DIKODOUGOU

Période de rapportage : 01/01/2025 — 08/10/2025

Nom du point focal laboratoire :

Nombre d'échantillons transmis

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
13	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre d'échantillons acceptés

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre d'échantillons rejetés

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de résultats disponibles

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre d'analyses échouées

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAT (Collecte échantillon - Transmission résultat)

BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PREP	IVSA	Autres
204	0	0	0	0	0	0	0	0

Observations:

Nom et prénoms, Date et Signature :



Rapport Mensuel des activités du district

Direction Régionale :
District Sanitaire : KORHOGO 1
Période de rapportage : 01/01/2025 — 08/10/2025
Nom du point focal District :

Nombre d'échantillons collectés									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres	
92	24	2427	51	24	30	0	0	0	0

Nombre d'échantillons réceptionnés dans les laboratoires																															
District										Relais										CAT						BM					
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres			
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	522	32	1	0	0	0	0	0	0			

Nombre de résultats collectés au										Nombre de résultats transmis au site										Nombre de rejet (Non-conformités)									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres	
46	4	1581	3	15	26	0	0	0	0	46	4	1583	3	15	26	0	0	0	0	17	3	25	2	0	1	0	0	0	0

TAT (Collecte échantillon - Transmission)									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfEP	IVSA	Autres	
18	16	17	0	15	34	0	0	0	0

Observations:

Nom et prénoms, Date et Signature :



Rapport Mensuel des activités de la région

Direction Régionale : PORO
Période de rapportage : 01/01/2025 — 08/10/2025
Nom du point focal Région :

Nombre d'échantillons collectés									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres	
139	163	2193	143	24	94	0	0	0	0

Nombre d'échantillons réceptionnés dans les laboratoires																													
District										Relais										CAT			BM						
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres	
0	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	660	104	1	0	0	0	0

Nombre de résultats collectés au										Nombre de résultats transmis au site										Nombre de rejet (Non-conformités)									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres		BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres	
106	119	2147	26	15	87	0	0	0	0	104	112	2141	26	15	95	0	0	0	0	21	16	47	2	0	5	0	0	0	0

TAT (Collecte échantillon - Transmission)									
BI	BS	CV	EID	HPV	TB	PfPR	IVSA	Autres	
24	26	25	86	15	30	0	0	0	0

Observations:

Nom et prénoms, Date et Signature :